

Practica 5

Visualización científica - Datos escalares en 3D

Objetivo

Visualizar datos escalares en 3D

Actividades

A.1 Descargar la extensión "Sandbox" dentro del software 3D Slicer

A.2 (3.5 puntos)

A partir del archivo "Foot.tif" hacer:

- Usar el modulo de "Volume Rendering" del software "3D Slicer" para generar una función de transferencia que permita la correcta visualización de todos los huesos del pie (ver figura 1).
- Explicar qué factores se tomaron en cuenta para llegar a dicha función de transferencia.



Figura 1. Visualización con volume rendering de los huesos del pie.

A.4. (6.5 Puntos)

Haciendo uso de los módulos, Segment Editor, y Models del software 3D Slicer generar una malla del craneo, a partir de la tomografía computada contenida en los datos de prueba, CT-MR-Brain. La malla deberá ser lo más apegada a la realidad posible.

Referencias

- 1.- <https://www.slicer.org/>
- 2.- https://slicer.readthedocs.io/en/latest/user_guide/modules/volumerendering.html
- 3.- https://slicer.readthedocs.io/en/latest/user_guide/image_segmentation.html